

Накладки для перераспределения давления



Накладка профилактическая

Применяется для перераспределения давления на различных областях тела, включая затылок, между коленями, под подбородком или в сложенном виде при контрактурах рук.



Накладка ракушка

Доступна в двух размерах (стандартный и большой). Ракушку Fresco можно использовать вдоль стопы, чтобы защитить подошву, или через пятку, чтобы защитить заднюю часть стопы. Эффективна также для защиты локтей.



Накладка крестец

Разработана для области крестца, но также может использоваться на других частях тела, таких как лодыжки или плечи.



Накладка полоска


Для защиты точек давления на пальцах, на позвоночнике, для предотвращения повреждения от давления при использовании медицинских устройств (кислородные маски, трахеостомические трубки, жесткие воротники).



Новинка

Трубка профилактическая

Трубки идеально подходят для предотвращения повреждения тканей от давления при использовании медицинских приспособлений: назальных канюль, внутривенных катетеров. Легко крепятся в любом месте на трубках.



Детали для заказа



Простое
применение



Гибкое и мягкое
в использовании



Выгодное
решение



Прочное,
долговечное



Многоразовое,
можно мыть



Эффективное
применение



Обрезка под
нужный размер



Удобно
для пациента



Наименование	Изображение	Артикул	Параметры
Накладка профилактическая Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля		F-02601-01	Лист 10×10×0,3 см
		F-02601-02	Лист 10×10×1,2 см
		F-02602-01	Лист 20×20×0,3 см
		F-02602-02	Лист 20×20×1,2 см
Накладка полоска Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля		F-02603-01	Отрез 30×5×0,3 см
		F-02603-02	Отрез 50×2,5×0,3 см
Накладка ракушка Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля		F-02604-01	Ракушка Fresco стандартная
		F-02604-02	Ракушка Fresco большого размера
Накладка крестец Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля		F-02605-00	Накладка на крестец / лодыжку
Трубка профилактическая Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля		F-02607-10	Трубки для перераспределения давления 10×0,2 см × Ø 7 мм



@fresco24bot

Чат-бот в Telegram,
видео-инструкции
по применению

Импортер в России: ООО «ВСАЛОН24»
Юридический / фактический адрес:
644099, г.Омск, ул.Гагарина, д.14, оф.4.5
info@vsalon24.ru | www.vsalon24.ru
тел.: +7 800 551-5154 | +7 996 075-6109

Не является инструкцией. Требуется консультация специалиста

CE
Rev. 10/2024